

pTau217-Analyse im Plasma

Verordnung

Bitte vermerken Sie die Verordnung «pTau217» handschriftlich in unserem Formular.

Probenentnahme

Probenentnahme nüchtern.

Probe nach der Blutentnahme zentrifugieren:

- innerhalb von 3 Stunden bei Raumtemperatur, oder
- innerhalb von 8 Stunden bei 2 bis 10°C

Versand

Mindestens 2 ml EDTA-Plasma in Polypropylen-Röhrchen.

Postversand gekühlt express, innerhalb von 24 Stunden im Labor.

Bei Postversand über 24 Stunden Probe gefroren schicken.

Verrechnung

72.90 Taxpunkte

Die Analyse ist nicht über die Analysenliste abrechenbar.

Selbstzahlende Patienten oder Kostengutsprache beantragen.

Weitere Informationen zur pTau217-Analyse finden Sie im Analysenauskunfts-System UZL (Vademecum) – USZ oder kontaktieren Sie uns.

Universitätsspital Zürich

Klinik für Neurologie

Frauenklinikstrasse 26

8091 Zürich

+41 44 255 55 16 (Montag–Freitag, 08.30–17.00 Uhr)

liquorlabor@usz.ch