

TPL-DBD/DCD Organspender

| | |
|---------------|--------------|
| Abnahme-Datum | Abnahme-Zeit |
| | |

| | |
|----------------|--------------|
| Arzt Suchernr. | Tel. Station |
| | |

Rechnung an:

Patient _____

Auftraggeber _____

Drittzahler _____

Befundkopie an:

Untersuchung

- Organspender
- Crossmatch

Massentransfusion

- Ja → **dringend 1x10ml Heparin-Blut + 1x10ml Nativ-Blut vor Transfusion, sowie Blutgruppenkarte mitschicken!**
- Nein
- Unbekannt

Blutentnahmen Organspender

Röhrchen müssen ganz gefüllt sein. Blut bei Raumtemperatur lagern.

- Spender Set ②③ (8x10ml Heparin + 2x10ml EDTA + 6x10ml ACD① + 5x10ml Nativ-Blut)
- Baby Spender (>20kg) (1x10ml Heparin + 4x3ml EDTA + 5x3ml Nativ-Blut + 4x3ml Citrat-Blut)

Blutentnahmen nur Crossmatch

Röhrchen müssen ganz gefüllt sein. Blut bei Raumtemperatur lagern.

- Spender Set (3x10ml ACD① + 1x10ml Nativ-Blut)
- Kinderspender-Set (2x2.7ml Citrat + 1x3ml Nativ-Blut)

Blutentnahmen nur Crossmatch

Milz im KS lagern, Blut bei Raumtemperatur lagern, Röhrchen müssen ganz gefüllt sein.

- Bei Organentnahme (1 Stück Milz oder 4x10ml Heparin)

Probenannahme

Universitätsspital Zürich
 Notfalleingang
 Schmelzbergstrasse 8
 8091 Zürich
 Tel. Voranmeldung: +41 44 255 37 92

Spender Etikette

ST-/FO-Nummer: _____

Initiale Name: _____

Initiale Vorname: _____

Geschlecht: _____

Geburtsdatum: _____

Spital: _____

Markierung



Einsendercode
 Auftraggeber

Bitte
 jedes
 Röhrchen
 nach
 Blutentnahme
 5 mal
 sorgfältig
 kippen!

Labornummer

- ① ACD Röhrchen können durch die gleiche Menge EDTA-Röhrchen ersetzt werden
- ② Spender aus Tessin: Auftragszettel IKC-Notfalluntersuchungen und EDTA-Blut für HbA1c mitschicken, bitte Kopie der Blutgruppenkarte-/Befund mitschicken
- ③ Spender aus Luzern: Auftragszettel IKC-Notfalluntersuchungen, bitte Kopie der Blutgruppenkarte-/Befund mitschicken

Link zum Auftragsformular

Das Formular TPL-DBD/DCD Organspender kann mittels folgendem Link heruntergeladen werden:
https://vademecum.usz.ch/Uploads/OrderDocuments/UZL_38_form.pdf